

VILLACRYL ORTHO, ORTHO MIX COLOR CONCENTRATE INSTRUCTIONS FOR USE - EN

Product description: Solutions of organic dyes in methyl methacrylate

Classification according to PN-EN ISO 20795-2: Type I.

Intended use: Mobile orthodontic appliances, repair of acrylic elements of orthodontic devices.

Clinical benefits

Correcting minor dental changes. Retaining the corrected dentition following the use of orthodontic devices.

Restoring the proper functioning of orthodontic appliances damaged during use.

Target patient group(s) and intended users

Users

Dental technology professionals – board certified dental technicians providing mobile denture services.

Patients

Persons of different age and sex, mostly children and adolescents, with minor occlusal issues, who are ineligible for treatment using fixed orthodontic appliances.

Persons of different ages and sex, mostly children and adolescents, following the completion of orthodontic treatment using fixed or mobile devices.

Contraindications

Do not use the product in persons with known lack of immunity to allergens, including the product's ingredients. Use other materials that are suitable for the patient.

The product should not be used by dental technicians who are pregnant or breastfeeding.

Product form

50 ml of liquid plus instructions for use.

Composition: methyl methacrylate, ethyl methacrylate, 1,4-butanediol dimethacrylate.

Product compatibility

For use with standard materials for the production of removable braces **Villacryl Ortho**, **Villacryl Ortho Mix** and others based on PMMA.

Safety guidelines

Warnings

H225 Highly flammable liquid and vapor.

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H335 May cause respiratory irritation.

Liquid sensitive to temperature and UV light. Uncontrolled polymerization may occur.

Precautions

If you have an allergic reaction, stop using the product immediately and consult a dermatology specialist.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P501 Dispose of contents/container to a licensed waste disposal service provider.

It is recommended that the following personal protection equipment be used: HDPE gloves for hand protection, a filtering face mask appropriate for liquids for respiratory protection, protective glasses and working clothes.

The use of forced ventilation of rooms and local exhaust ventilation systems for workstations is recommended.

If the product splashes into your eyes, flush your eyes with water. If irritation occurs, seek medical advice.

Do not eat or drink when handling this product. If ingested by accident, seek medical advice immediately.

Do not discharge into drains.

Check that the liquid has retained its properties each time before using the product. If you notice any visible signs of changes in density, cloudiness or discoloration, discontinue the use of the product.

Undesirable effects

Dental technicians

Irritation, redness or symptoms of hypersensitivity, including anaphylactic shock, in case of allergy to any of the product's ingredients.

Patients

Irritation, inflammation and allergic reactions of the mouth due to a residual monomer being washed out of the acrylic plate forming part of the orthodontic appliance.

Storage conditions

Color concentrates sensitive to temperature and UV light. Protect from light and UV radiation.

Store the product in original, tightly sealed containers, in a well-ventilated area, at a temperature of 5-25°C, out of the reach of third parties.

Disposal considerations

Dispose of in accordance with relevant regulatory requirements for the management of waste from business operations.

Cardboard boxes, labels, instructions: non-hazardous segregated municipal waste – paper.

Concentrate packaging – hazardous waste, follow relevant regulations on the management of hazardous waste (storage, transport and disposal) and dispose of hazardous waste via a professional hazardous waste disposal site.

Directions for use

Add 20 ml of Villacryl Ortho liquid to 1 ml (about 20 drops) of Villacryl Ortho color concentrate. Different color saturations can be obtained by increasing or decreasing the amount of concentrate. Different concentrates can be mixed to achieve complementary colors.

Lot number and expiry date – see the information printed on the product labels and packaging.

The expiry date refers to an unopened packaging which has been kept under proper storage conditions. Do not use after the expiry date.

Additional information

Reporting serious incidents: Any serious incidents related to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority as required under local regulations.

Information necessary to identify the product and package contents

Reference number, product name, color, pack size, lot number and expiry date – information printed on the product

packaging.

Colors

Villacryl Ortho Villacryl Ortho Mix	Color concentrates
50 ml	yellow, orange, red, raspberry, purple, green, light green, blue.

Additional information

Material for use in dental prosthetic laboratories only.

No information provided by any available means, even during demo presentations, replaces the instructions for use. Users are responsible for checking that the product is suitable for the intended use. The manufacturer is not liable for any damage, including damage to third parties, resulting from non-compliance with the instructions or unsuitability for use. In no case will the manufacturer's liability exceed the value of the products supplied.

MD

For detailed information about all materials supplied by **Everall7**, please contact us at +48 602 701 001.

MD

Any comments relating to our products should be sent to our address.

MD

This symbol represents a medical device as defined in Regulation (EU) 2017/745.

VILLACRYL ORTHO, ORTHO MIX COLOR CONCENTRATE INSTRUKCJA UŻYCIA - PL

Charakterystyka produktu: Roztwory barwników organicznych w metakrylanie metylu po rozcieńczeniu płynem na bazie metakrylanu metylu uzyskuje się barwny roztwór, który można użyć do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych.

Klasyfikacja wg PN-EN ISO 20795-2: Typ I.

Przeznaczenie: Ruchome aparaty ortodontyczne, naprawy elementów akrylowych aparatów ortodontycznych.

Korzyści kliniczne

Korygowanie niewielkich zmian w uzębieniu. Utrzymywanie skorygowanego za pomocą aparatów ortodontycznych uzębienia.

Przywrócenie uszkodzonym podczas użytkowania aparatom ortodontycznym ich prawidłowego funkcjonowania.

Grupa docelowa lub grupy docelowych pacjentów i przewidzianych użytkowników wyrobów

Użytkownicy

Profesjonaliści w branży techniki dentystycznej - dyplomowani technicy dentystyczni wykonujący ruchome aparaty ortodontyczne.

Pacjenci

Osoby w różnym wieku i płci z przewagą dzieci i młodzieży, z niewielkimi wadami zgryzu nie kwalifikujący się do leczenia

ortodontycznego aparatami stałymi.

Osoby w różnym wieku i płci z przewagą dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu ortodontycznym aparatami stałymi lub ruchomymi.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobów u osób ze zdiagnozowanym brakiem odporności na czynniki alergenne w tym na składniki wyrobu. W takich sytuacjach zastosować inny materiał, odpowiedni dla pacjenta.

Nie używać wyrobu przez kobiety w ciąży i matki karmiące w grupie techników dentystycznych.

Postać wyrobu

50 ml płynu oraz instrukcja użycia.

Kompozycja: metakrylan metylu, metakrylan etylu, dimetakrylan 1,4-butaniodiolu, barwniki.

Kompatybilność wyrobu

Do stosowania ze standardowymi materiałami do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych **Villacryl Ortho**, **Villacryl Ortho Mix** oraz innymi na bazie PMMA.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV. Możliwe jest wystąpienie niekontrolowanej reakcja polimeryzacji.

Środki ostrożności

W przypadku jakiegokolwiek reakcji alergicznej natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P501 Zawartość/pojemnik usunąć do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Zaleca się stosowanie rękawiczek z polietylenu HDPE dla ochrony rąk, filtrującej maski twarzowej odpowiedniej do płynów dla ochrony dróg oddechowych, okularów ochronnych i odzieży roboczej.

Wskazane jest stosowanie wymuszonej wentylacji pomieszczeń oraz stanowiskowych instalacji wyciągowych.

W razie kontaktu wyrobu z oczami przemyć je wodą. Kontakt z lekarzem jest wskazany w przypadku wystąpienia podrażnień.

Nie jeść i nie pić podczas pracy z materiałem. W razie przypadkowego spożycia wyrobu natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie wylewać do kanalizacji.

Przed ponownym użyciem wyrobu skontrolować, czy płyn zachowuje swoje właściwości. W przypadku wystąpienia widocznych śladów zmiany gęstości, zmętnienia lub zmiany zabarwienia zaprzestać używania wyrobu i zastosować nowy koncentrat.

Działania niepożądane

Technicy dentystyczni

Podrażnienie, zaczerwienienie lub objawy nadwrażliwości włącznie z wystąpieniem szoku anafilaktycznego w przypadku alergii na którykolwiek ze składników wyrobów.

Pacjenci

Podrażnienia, stany zapalne i reakcje uczuleniowe jamy ustnej spowodowane przez monomer resztkowy wyplukiwany z płyty akrylowej aparatu ortodontycznego.

Warunki przechowywania

Koncentraty barwne wrażliwe na temperaturę i promieniowanie UV. Chronić przed światłem i promieniowaniem UV. Wyrob przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 5-25°C w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.

Postępowanie z odpadami

Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarowaniu odpadami z działalności gospodarczej.

Opakowania kartonowe, etykiety, instrukcje: niestanowiące zagrożenia segregowane odpady komunalne - papier.

Opakowanie po koncentraty - odpad niebezpieczny, stosować przepisy o gospodarce odpadami niebezpiecznymi (składowanie, transport i utylizacja) i przekazać do profesjonalnego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

Sposób użycia

Do 1 ml (około 20 kropeł) koncentratu koloru Villacryl Ortho dodać 20 ml płynu **Villacryl Ortho**. Różne nasycenie kolorów może zostać uzyskane przez zwiększanie lub zmniejszanie ilości koncentratu. W celu uzyskania kolorów dopełniających można mieszać ze sobą poszczególne koncentraty.

Numer partii i data ważności - patrz nadruk na etykietach i opakowaniach wyrobów.

Data ważności odnosi się do prawidłowo przechowywanego nieotwartego opakowania. Nie używać wyrobu po upływie daty ważności.

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia poważnych incydentów: Wszelkie poważne incydenty związane z produktami należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi zgodnie z lokalnymi przepisami".

Dane niezbędne do identyfikacji wyrobu i zawartości opakowania

Numer referencyjny, nazwa wyrobu, wielkość opakowania, numer partii i data ważności - nadruk na opakowaniu wyrobu.

Odcienie barwne

Villacryl Ortho Villacryl Ortho Mix	Koncentraty kolorów
50 ml	żółty, pomarańczowy, czerwony, malinowy, fioletowy, zielony, jasno zielony, niebieski.

Informacje dodatkowe

Materiał do stosowania wyłącznie w pracowniach protetyki dentystycznej.

Informacje podawane w jakikolwiek sposób, nawet podczas demonstracji, nie unieważniają instrukcji użytkowania. Użytkownicy są zobowiązani sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. Producent nie ponosi

odpowiedzialności za szkody, w tym u osób trzecich, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub nieprzydatności do stosowania. Odpowiedzialność producenta jest w każdym przypadku ograniczona do wartości dostarczonych produktów.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy **Everall7** można uzyskać pod numerem tel.: +48 602 701 001.

MD

Ten symbol oznacza wybór medyczny zgodnie z definicją w Rozporządzeniu UE 2017/745.

MD

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.

MD

Ten symbol oznacza wybór medyczny zgodnie z definicją w Rozporządzeniu UE 2017/745.

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD



VILLACRYL ORTHO VILLACRYL ORTHO MIX

Color Concentrate

EN | PL | RU | UK



Everall7 Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14 | 02-981 Warszawa; Polska
T +48 22 858 82 72 | info@everall7
www.everall7.pl



VILLACRYL ORTHO, ORTHO MIX COLOR CONCENTRATE ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРИМЕНЕННЮ - RU

Описание продукта

Villacryl Ortho цветной концентрат

Характеристика продукта: Растворы органических красителей в метилметакрилате

Классификация согласно PN-EN ISO 20795-2: Тип I.

Назначение: Съёмные ортодонтические аппараты, ремонт акриловых элементов ортодонтических аппаратов.

Клинические преимущества

Коррекция незначительных изменений зубного ряда. Уход за скорректированным ортодонтическими аппаратами прикусом.

Восстановление правильного функционирования ортодонтических аппаратов, поврежденных во время использования.

Целевая группа или группы пациентов и предполагаемые пользователи продуктов

Пользователи

Профессионалы в отрасли зуботехнических технологий - сертифицированные зубные техники, изготавливающие съёмные ортодонтические аппараты.

Пациенты

Люди разного возраста и пола, с преобладанием детей и подростков, с легкими нарушениями прикуса, которые не подлежат ортодонтическому лечению несъёмными аппаратами.

Люди разного возраста и пола, с преобладанием детей и подростков, после проведенного ортодонтического лечения несъёмными или съёмными аппаратами.

Противопоказания

Не использовать продукцию для пациентов, у которых диагностирована невосприимчивость к аллергенным факторам, в том числе к компонентам продукта. В таких ситуациях используйте другой материал, подходящий для пациента.

Не применять продукт для беременных женщин и кормящих матерей в группе зубных техников.

Форма продукта

50 мл жидкости и инструкция по применению.

Состав: метилметакрилат, этилметакрилат, 1,4-бутандиолдиметакрилат.

Совместимость продукта

Для использования как со стандартными материалами для изготовления съёмных ортодонтических аппаратов **Villacryl Ortho, Villacryl Ortho Mix**, так и с другими материалами на основе ПМА.

Меры предосторожности

Предупреждение

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Чувствителен к температуре и ультрафиолетовому излучению. Возможно протекание неконтролируемой реакции полимеризации.

Меры предосторожности

В случае любой аллергической реакции немедленно прекратите работу и обратитесь к дерматологу.

P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Запрещено курить.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распыленном состоянии.

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P302+P352 В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P501 Передать содержимое/контейнеру специализированному предприятию по переработке отходов.

Рекомендуется использовать перчатки из полиэтилена HDPE для защиты рук, фильтрующую маску для лица, подходящую для жидкостей для защиты органов дыхания, защитные очки и рабочую одежду.

Целесообразно использовать принудительную вентиляцию помещений и вытяжные системы на рабочих местах.

В случае попадания продукта в глаза промойте их водой. В случае появления раздражения рекомендуется обратиться к врачу.

Не принимать пищу и не пить во время работы с материалом. В случае случайного проглатывания продукта немедленно обратитесь к врачу.

Не спускать в канализацию.

Перед повторным использованием продукта убедитесь, что жидкость сохраняет свои свойства. В случае видимых следов изменения плотности, помутнения или обесцвечивания прекратите использование продукта.

Побочные действия

Зубные техники

Раздражение, покраснение или симптомы повышенной чувствительности, в том числе возникновение анафилактического шока, в случае аллергии на любой из компонента продуктов.

Пациенты

Раздражение, воспаление и аллергические реакции в полости рта, вызванные вымыванием остаточного мономера из акриловой пластинки ортодонтического аппарата.

Условия хранения

Цветные концентраты чувствительны к температуре и ультрафиолетовому излучению. Защищать от света и ультрафиолетового излучения.

Хранить препарат в оригинальной, плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, при температуре 5-25 °С, в недоступном для третьих лиц месте.

Утилизация отходов

Утилизировать в соответствии с применимыми правилами обращения с отходами хозяйственной деятельности.

Картонная упаковка, этикетки, инструкции: неопасные раздельные бытовые отходы - бумага.

Упаковка после концентратов - опасные отходы, соблюдайте правила обращения с опасными отходами (хранение, транспортировка и утилизация) и передайте их специализированному предприятию по переработке опасных отходов.

Способ применения

К 1 мл (около 20 капель) цветного концентрата Villacryl Ortho добавить 20 мл жидкости **Villacryl Ortho**. Разную насыщенность цвета можно получить, увеличивая или уменьшая количество концентрата. Для получения дополнительных цветов отдельные концентраты можно смешивать друг с другом.

Номер партии и срок годности - см. оттиск на этикетках и упаковках продуктов.

Дата истечения срока годности относится к правильно хранившейся не вскрытой упаковке. Не используйте продукт после истечения срока годности.

Дополнительная информация

Сообщение о чрезвычайной ситуации: О любых чрезвычайных ситуациях, связанных с продуктами, необходимо сообщать производителю и компетентному органу в соответствии с местным законодательством.

Данные, необходимые для идентификации продукта и содержимого упаковки

Регистрационный номер, название продукта, размер упаковки, номер партии и срок годности - оттиск на упаковке продукта.

Цветовые оттенки

Villacryl Ortho Villacryl Ortho Mix	Цветовые концентраты
50 мл	желтый, оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, синий.

Дополнительная информация

Материал для использования только в зубопротезных лабораториях.

Информация, предоставленная любым способом, даже во время демонстрации, не делает инструкцию по применению недействительной. Пользователи несут ответственность за проверку того, что продукт подходит для использования по назначению. Производитель не несет ответственности за ущерб, в том числе перед третьими лицами, возникший в результате несоблюдения инструкции или непригодности к использованию. Ответственность производителя в любом случае ограничивается стоимостью поставленной продукции.

Подробную информацию обо всех материалах компании **Everall7** можно получить по телефону: +48 602 701 001.

Пожалуйста, присылайте все комментарии относительно нашей продукции на наш адрес.



Этот символ указывает на медицинское изделие согласно определению в Регламенте ЕС 2017/745.

Официальный дистрибьютор и представитель в РФ / Организация, принимающая претензии от потребителей:

000 «Компания Таймед», Россия, 117545 г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 4, стр. 1

T: +7 (495) 565 32 23, info@taymed.ru

VILLACRYL ORTHO, ORTHO MIX COLOR CONCENTRATE ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ - UA

Опис продукту

Villacryl Ortho концентрат кольору

Характеристика продукту: Розчинні органічних барвників у метилметакрилаті.

Класифікація відповідно до PN-EN ISO 20795-2: Тип I.

Призначення: Знімні ортодонтичні апарати, ремонт акрилових елементів ортодонтичних апаратів.

Клінічні переваги

Виправлення незначних змін зубного ряду. Підтримка виправлення прикусу за допомогою ортодонтичних апаратів.

Відновлення належного функціонування ортодонтичних апаратів, пошкоджених під час використання.

Цільова група або групи пацієнтів та передбачувані користувачі виробів

Користувачі

Професіонали в галузі стоматологічних технологій - сертифіковані зубні техніки, які виготовляють знімні ортодонтичні апарати.

Пацієнти

Люди різного віку та статі, з переважанням дітей та підлітків, з незначним порушенням прикусу, які не підлягають ортодонтичному лікуванню за допомогою незнімних апаратів.

Люди різного віку та статі, з переважанням дітей та підлітків, після завершеного ортодонтичного лікування за допомогою незнімних або знімних апаратів.

Протипоказання

Не використовувати продукти у осіб, у яких діагностовано відсутність стійкості до алергенних факторів, у тому числі до компонентів виробу. У таких ситуаціях використовувати інший матеріал, що підходить для пацієнта.

Не використовувати засіб для вагітних жінок і годуючих матерів у групі зубних техніків.

Форма продукту

50 мл рідини та інструкція з використання.

Склад: метилметакрилат, етилметакрилат, 1,4-бутандіол диметакрилат.

Сумісність продукту

Для використання як зі стандартними матеріалами для виробництва знімних ортодонтичних апаратів Villacryl Ortho, Villacryl Ortho Mix, так і з іншими матеріалами на основі ПММА.

Рекомендації з безпеки

Попередження

H225 Високо легкозаймиста речовина та випари.

H315 Має подразнюючу дію на шкіру.

H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.

H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.

Рідина чутлива до температури та УФ-випромінювання. Можлива неконтрольована реакція полімеризації.

Заходи безпеки

У разі будь-якої алергічної реакції негайно припинити роботу та звернутися до дерматолога.

P210 Зберігати на відстані від джерел тепла/іскріння/відкритого вогню/горячих поверхонь. - Куріння заборонено.

P261 Не вдихати пилу/дим/аерозолі/туману/пари/розпиленої рідини.

P280 Використовувати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.

P302+P352 У ВИПАДКУ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: Промити великою кількістю води з милом.

P501 Утилізувати вміст/контейнер на схваленому підприємстві з переробки відходів.

Рекомендується використовувати рукавички з поліетилену HDPE для захисту рук, фільтруючу маску для обличчя, відповідну для фільтруючих рідин для захисту органів дихання, окуляри та робочий одяг.

Доцільно використовувати примусову вентиляцію приміщень і витяжні системи на робочих місцях.

У разі потрапляння засобу в очі промити їх водою. При появі подразнення рекомендується звернутися до лікаря.

Не вживати їжу та не пити під час роботи з матеріалом. У разі випадкового проковтування продукту негайно звернутися до лікаря.

Не виливати у каналізацію.

Перед повторним використанням продукту переконайтеся, що рідина зберігає свої властивості. У випадку видимих слідів зміни щільності, помутніння або зміни кольору, припиніть використання продукту.

Побічні ефекти

Зубні техніки

Подразнення, почервоніння або симптоми гіперчутливості, включаючи виникнення анафілактичного шоку, у разі алергії на будь-який з інгредієнтів продуктів.

Пацієнти

Подразнення ротової порожнини, запалення та алергічні реакції, спричинені вивиманням залишкового мономера з акрилової пластини ортодонтичного апарату.

Умови зберігання

Кольорові концентрати чутливі до температури та УФ-випромінювання. Захист від світла та УФ-випромінювання. Зберігати продукт в оригінальній, щільно закритій упаковці, в добре провітрюваному приміщенні, при температурі 5-25 °С, у недоступному для сторонніх осіб місці.

Поводження з відходами

Утилізувати відповідно до чинних нормативно-правових актів з поведження з відходами господарської діяльності. Картонні упаковки, етикетки, інструкції: ненебезпечні сортовані побутові відходи - папір.

Упаковка після концентратів - небезпечні відходи, дотримуйтесь правил поведження з небезпечними відходами (зберігання, транспортування та утилізація) та передайте схваленому підприємству з переробки небезпечних відходів.

Спосіб використання

До 1 мл (близько 20 крапель) кольорового концентрату Villacryl Ortho додати 20 мл рідини **Villacryl Ortho**. Різну насиченість кольору можна отримати, збільшуючи або зменшуючи кількість концентрату. Для отримання додаткових кольорів окремі концентрати можна змішувати один з одним.

Номер партії та термін придатності - дивіться друк на етикетках та упаковці.

Термін придатності стосується належним чином збереженої нерозкритої упаковки. Не використовувати продукт

після закінчення терміну придатності.

Додаткова інформація

Повідомлення про серйозну ситуацію: Про будь-яку серйозну ситуацію, пов'язану з продуктами, необхідно повідомити виробника та компетентний орган відповідно до місцевих правил.

Дані, необхідні для ідентифікації продукту та вмісту упаковки

Реєстраційний номер, назва продукту, розмір упаковки, номер партії та термін придатності - друк на упаковці продукту.

Кольорові відтінки

Villacryl Ortho Villacryl Ortho Mix	Концентрати кольору
50 мл	жовтий, помаранчевий, червоний, малиновий, фіолетовий, зелений, світло-зелений, синій.

Додаткова інформація

Матеріал для використання виключно в зубопротезних лабораторіях.

Інформація, надана будь-яким чином, навіть під час демонстрації, не відміняє інструкцію з використання. Користувачі несуть відповідальність за перевірку придатності продукту для використання за призначенням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, в тому числі нанесені третім особам, спричинені недотриманням інструкції або непридатністю для використання. Відповідальність виробника в будь-якому випадку обмежується вартістю поставленої продукції.

Детальну інформацію про всі матеріали компанії **Everall7** можна отримати за телефоном: +48 602 701 001.

Будь ласка, надсилайте будь-які коментарі щодо нашої продукції на нашу адресу.



Цей символ вказує на медичний виріб, як визначено в Регламенті ЄС 2017/745.

Уповноважений представник в Україні:

ТзОВ «Прем'єр Дентал»,

вул. Лепкого 3, кв. 1, 79007 Львів, Україна;

тел.: +38 (0)32 259-04-44;

E-mail: premier@dental.net.ua

WEB: www.premier-dental.com.ua

Виробник:



Everall7 Sp. z o.o.

Августувка 14

02-981 Варшава, Польща



Everall7 Sp. z o.o.

Augustówka 14

02-981 Warszawa, Polska



Зроблено в Польщі

Останнє оновлення інструкції: 2022-02