

**I. Product description**

**Villacryl S:** Self-curing acrylic resin for making dentures repairs.  
**ISO classification** 20795-1; Type 2, Class 1.  
**Processing parameters:** necessary parameters for the proper processing of the materials are given in **Table 1**.  
**Indications for use**  
**Villacryl S:** repair of removable complete and partial dentures, acrylic parts of framework dentures and acrylic orthodontic appliances.  
**Contraindications:** Restoring biting and chewing functions of dentures damaged during use.  
 Restoring the proper functioning of orthodontic appliances damaged during use in order to correct the dentition or prevent movement of corrected teeth.  
**Target group or target groups of patients and intended uses of the device**  
**Users:** Professionals in the dental technology industry - certified dental technicians producing dental prostheses.  
**Patients:** People of different ages and sexes, denture users. Uses of orthodontic appliances dentures, children, adolescents, adults.  
**Contraindications**  
 Do not use the product by people diagnosed with a lack of resistance to allergenic factors, including the ingredients of the product. In such situations, use a different material suitable for the patient.  
 Do not use the product by pregnant women and nursing mothers in the group of dental technicians.

**Product form**

Separate: a mixture of powder in plastic containers and liquid in bottles.  
 The product is available in the form of a set: powder + liquid or separately as a powder and a liquid.  
**Chemical composition**  
 Powder: polymethyl methacrylate (PMMA), barbituric acid derivative, pigments, viscose fibers \*  
 Liquid: methyl methacrylate (MMA), cross-linking agent, amine catalyst, hydroquinone  
 \* Depending on the color variety, the composition of the product may slightly differ in terms of quantity and quality

**Product compatibility**

For use with acrylic artificial teeth and acrylic dentures.

**Safety instructions**

**H225** Highly flammable liquid and vapour.  
**H315** Causes skin irritation.  
**H317** May cause an allergic skin reaction.  
**H335** May cause respiratory irritation.  
 The ingredients of the product and the dust generated during the fabrication of dentures may cause mechanical eye irritation. The liquid is sensitive to temperature and UV radiation. An uncontrolled polymerization reaction may occur.

**Precautions**

In case of any allergic reaction, stop work immediately and consult a dermatologist.  
 P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
 P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.  
 P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
 P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.  
 P501 Dispose of the contents/container in an authorized consignee of the waste.  
 It is recommended to use gloves made of HDPE polyethylene for hand protection, a filtering fluid-compatible face mask for respiratory protection, goggles and workwear.  
 It is advisable to use forced ventilation of rooms and workplace exhaust systems.  
 In the event of contact of the product ingredient or dust with the eyes, rinse them with water. Contact a doctor is recommended in case of irritation.

**Do not eat or drink while working with the material.** In the event of accidental ingestion of an ingredient of the product, consult a doctor immediately.  
 Do not pour the liquid down the sanitation system.  
 Before reusing the product, check if the fluid retains its properties. In the event of visible traces of density change, cloudiness or discoloration, stop using the product.  
**Information to be provided to patients / prosthesis users:**  
 To reduce the residual monomer, it is advisable during the first three days, to soak the prosthesis in water when not in use.  
 If any symptoms of an allergic reaction or irritation occur, discontinue using the prosthesis immediately and consult a doctor.  
 Strong oxidizing compounds contained in cleaning agents and mouthwashes may change the color of the prosthesis after polymerization.  
**Information to be provided to patients / prosthesis users:**  
 To reduce the residual monomer, it is advisable during the first three days, to soak the prosthesis in water when not in use.  
 If any symptoms of an allergic reaction or irritation occur, discontinue using the prosthesis immediately and consult a doctor.  
 Strong oxidizing compounds contained in cleaning agents and mouthwashes may change the color of the prosthesis after polymerization.  
**Information to be provided to patients / prosthesis users:**  
 To reduce the residual monomer, it is advisable during the first three days, to soak the prosthesis in water when not in use.  
 If any symptoms of an allergic reaction or irritation occur, discontinue using the prosthesis immediately and consult a doctor.  
 Strong oxidizing compounds contained in cleaning agents and mouthwashes may change the color of the prosthesis after polymerization.

**Additional information**

**Reporting of serious incidents:** Any serious incidents related to the products must be reported to the manufacturer and the competent authority in accordance with local regulations.  
**Data necessary to identify the product and the contents of the package**  
 Reference number, product name, color, package size, batch number and expiry date - imprint on the product packaging.  
 Package content - see table below.

**Assortment\* Color shades**

**Packaging**

	Powder + liquid kit	Powder	Liquid
Villacryl S	100 g powder + 50 ml liquid 100 g powder + 2 x 50 ml liquid	1 kg	200 ml, 500 ml

\* Information on the availability of the assortment is provided by the distributor

**Application parameters (1)**

Application parameters	Villacryl S
1 Mixing ratio powder/liquid	10 g / 5 g (5,9 ml)
2 Polymerization time: (23±2°C)	~18'
3 Polymerization: Water polymerization:	minimum 20' - 50-60°C 2 atm.

**Problem prevention (2)**

See website: [www.everall7.pl](http://www.everall7.pl)

Please send any comments regarding our products to our address.

Information provided in any way, even during the demonstration, does not invalidate the instructions for use.  
 Users are responsible for checking that the product is suitable for the intended use. The manufacturer is not liable for damages, including to third parties, resulting from non-compliance with the instructions for non-use.  
 The manufacturer's liability is in any case limited to the value of the products delivered.

**Preparation:**

**Cleaning and disinfecting dentures before repair**  
 Remove any plaque and scale from the surface of the repaired denture. Use protective gloves and mask.  
**Denture Cleaner by Everall7** is recommended for cleaning the denture. Wash the cleaned denture with warm water.  
**Preparation of the prosthesis for repair**  
 When adding teeth to a partial denture, use class acrylic or composite teeth. The teeth during fring should have a grounded mucosal surface. Thoroughly clean the mucosal surface of the acrylic teeth from the isolator and moisten it with monomer.  
 Prepare the repaired prosthesis area thoroughly using the standard method.  
**Clean the denture's damaged area and moisten it with monomer.**  
 Prepare the repaired prosthesis area thoroughly using the standard method.

**Product preparation:**

**Scale the powder and liquid containers:** 2 or 3 Times as shown on the package and product labels to help disperse the powder in the monomer. Open the powder and liquid containers as shown on the packaging and product labels.  
**Measuring and mixing**  
**Recommended mixing ratio:** (Table 1) It is essential to follow the stated mixing ratio of the components. Not following the instructions may result in the formation of a porous structure, a reduction in mechanical properties and increase the level of residual monomer in the finished prosthesis.  
**Mixing:** Pour the appropriate amount of liquid into a chemically resistant vessel and carefully measure the amount of powder. Mix powder and liquid thoroughly with a spatula and leave in closed vessel for 1-2 minutes in 20-23°C.  
**Application:** The setting time of the dough is given in Table 1 and relates to an ambient temperature of 20-23 °C. Higher temperatures shorten and lower temperatures extend the setting time. Check from time to time whether the material is ready, especially when the ambient temperature is above 20-23 °C. (If the dough dries too quickly (high temperature), moisten the surface of the dough placed on the denture with the liquid.  
**Polymerization:**  
 The product is a material polymerizing at ambient temperature.  
 For safety reasons (lower residual monomer content, better mechanical parameters) it is recommended to perform pressure polymerization in a safety flask or a pressure polymerization under the conditions given in Table 1.  
 The product is not intended for use with techniques such as, for example, curing with light, microwave or injection methods.  
**Ambient temperature polymerization:** leave the repaired denture at ambient temperature and wait for the complete curing of the material in repair area.  
**Water polymerization:** It is required to use pressure equipment with a minimum working pressure of 2 bar.  
 Polymerize the material in water with the parameters given in Table 1

**Residual monomer level reduction:**

Respect the following for the material: recommended mixing ratio, mixing temperature and time of mixing components and parameters of the polymerization process.  
 Reducing the residual monomer level can be achieved by extending the polymerization time.  
**Final processing:** Use standard method of treatment. Polishing with Everall's **Pumex** and **Pasta polerska**.  
 The repaired area should be thoroughly polished. Scratches are a place of dirt accumulation. Do not overheat the material during processing and polishing - permanent changes in the structure of the material may occur, leading to an increase in residual monomer level in the finished prosthesis.

**Packaging and transport of the denture to the dentist's office:**

The repaired denture should be protected against mechanical damage and high temperature and handed over to the dentist.  
**Hygiene, sterilization, disinfection**  
**Product**  
 The product is intended for multiple use. It is not supplied sterile and does not require sterilization or disinfection prior to use. To protect the product against contamination, apply the principles of good laboratory practices in dental laboratories.  
**The prosthesis made of materials:**  
 There is a risk of transmission of infection. The repaired prosthesis should be cleaned and disinfected by the dentist before being replaced in the patient's mouth.

**The disinfection of dentures made of materials, it is recommended to use disinfectants for disinfecting dental prostheses, following the procedures recommended by the manufacturer.**

It is also possible to use agents based on at least 65% ethyl or isopropyl alcohol. The denture should be sprayed with a disinfectant solution, and then gently wiped dry with a paper tissue. You can also use ready-to-use disposable wipes soaked in a disinfecting solution. Additionally, the denture should be washed with warm soapy water. Provide the appropriate information to the dentist.  
**Batch number and expiry date:** - see imprint on product labels and packaging.  
 The expiry date refers to properly stored unopened packaging. Do not use the product after the expiry date.

**Additional information**

**Reporting of serious incidents:** Any serious incidents related to the products must be reported to the manufacturer and the competent authority in accordance with local regulations.  
**Data necessary to identify the product and the contents of the package**  
 Reference number, product name, color, package size, batch number and expiry date - imprint on the product packaging.  
 Package content - see table below.

**Assortment\* Color shades**

**Packaging**

	Powder + liquid kit	Powder	Liquid
Villacryl S	100 g powder + 50 ml liquid 100 g powder + 2 x 50 ml liquid	1 kg	200 ml, 500 ml

\* Information on the availability of the assortment is provided by the distributor

**Application parameters (1)**

Application parameters	Villacryl S
1 Mixing ratio powder/liquid	10 g / 5 g (5,9 ml)
2 Polymerization time: (23±2°C)	~18'
3 Polymerization: Water polymerization:	minimum 20' - 50-60°C 2 atm.

**Problem prevention (2)**

See website: [www.everall7.pl](http://www.everall7.pl)

Please send any comments regarding our products to our address.

Information provided in any way, even during the demonstration, does not invalidate the instructions for use.  
 Users are responsible for checking that the product is suitable for the intended use. The manufacturer is not liable for damages, including to third parties, resulting from non-compliance with the instructions for non-use.  
 The manufacturer's liability is in any case limited to the value of the products delivered.

**MD** The symbol means a medical device as defined in EU Regulation 2017/745.

**VILLACRYL S INSTRUKCJA UŻYCIA - PL**

**I. Opis produktu**

**Villacryl S:** Samopolimeryzujący tworzywo akrylowe do napraw protez dentystycznych.  
**Klasyfikacja wg ISO 20795-1:** Typ 2, Klasa 1  
**Parametry działania:** Dane niezbędne do prawidłowego przetwarzania materiałów podane są w **Tabeli 1**.  
**Wskazania do stosowania**  
**Villacryl S:** naprawy ruchomych protez całkowitych, częściowych, akrylowych części protez szkieletowych oraz akrylowych aparatów ortodontycznych.  
**Krzyżki kliniczne:**  
 Przywrócić uszkodzonym podczas użytkowania protezom dentystycznym funkcję gryzienia i żucia.  
 Przywrócić uszkodzonym podczas użytkowania protez akrylowych aparatów ortodontycznym ich prawidłowe funkcjonowanie w celu korekty uzębienia lub zapobieżenia wtórnemu przemieszczaniu się korygowanych zębów.  
**Grupa docelowa lub grupy docelowych pacjentów i przewidzianych użytkowników wyrobów**  
**Użytkownicy:** Profesjonaliści w branży techniki dentystycznej - dyplomowani technicy dentystycy wykonujący protezy dentystyczne.  
**Pacjenci:** Osoby w różnym wieku i różnej płci, użytkownicy protez dentystycznych. Użytkownicy akrylowych aparatów ortodontycznych, dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

**Przeciwwskazania**

Nie stosować wyrobu u osób ze zdiagnozowanym brakiem odporności na czynniki alergenne w tym na składniki wyrobu. W takich sytuacjach zastosować inny materiał, odpowiedni dla pacjenta.  
 Nie wykonywać napraw, podcieleni i innych prac metodą bezpośrednią w jamie ustnej pacjenta.  
 Nie używać wyrobu przez kobiety w ciąży i matki karmiące w grupie techników dentystycznych.

**Postać wyrobu**

Oddzielnie: mieszanka proszków w pojemnikach plastikowych i płyn w butelkach.  
 Wyrob jest dostępny w postaci kompletu proszek + płyn lub oddzielnie jako proszek oraz płyn.  
**Kompozycja**  
 Proszek: polimetakrylu metylu (PMMA), nadciśnienie bezwzględne (BPO), pochodna kwasu barbiturowego, pigmenty, włókna viskozowe \*  
 Płyn: metakrylan metylu (MMA), czynnik sieciujący, katalizator aminowy, hydrochinon  
 \* W zależności od odmiany kolorystycznej skład wyrobu może się nieznacznie różnić pod względem ilościowym jak też jakościowym

**Kompatybilność wyrobu**

Do stosowania z akrylowymi zębami sztucznymi oraz akrylowymi protezami dentystycznymi

**Wskazniki bezpieczeństwa**

**Ostrzeżenia**  
**H225** Wysoce łatwopalna ciecz i para.  
**H315** Drażniąco dla skóry.  
**H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
**H335** Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.  
 Składniki wyrobu oraz pył powstający podczas wykonywania naprawy protez mogą powodować mechaniczne podrażnienia oczu.  
 Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV. Możliwe wystąpienie niekontrolowanej reakcji polimerizacji.

**Środki ostrożności**

W przypadku jakiegokolwiek reakcji alergicznej natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem dermatologiem.  
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzyenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Pakietie wzbronione.  
 P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
 P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
 P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.  
 P501 Zawartości pojemnik usunąć do uzgodnionej odbiorczy odbiór.

**Zaleca się stosowanie rękawiczek z polietylenem HDPE dla ochrony rąk, filtrującej maski twarzowej odpowiedniej do płynów dla ochrony dróg oddechowych, okularów ochronnych i odzieży roboczej.**

Wskazane jest stosowanie wymuszonej wentylacji pomieszczeń oraz stanowiskowych instalacji wyciągowych.  
 W razie kontaktu składnika wyrobu lub pyłu z oczami przemyć je wodą. Kontakt z lekarzem jest wskazany w przypadku wystąpienia podrażnień.  
 Nie jeść i nie pić podczas pracy z materiałem. W razie przypadkowego spożycia składnika wyrobu natychmiast skontaktować się z lekarzem.  
 Nie wlewać płynu do kanalizacji.  
 Przed ponownym użyciem wyrobu skontrolować, czy płyn zachowuje swoje właściwości. W przypadku wystąpienia widocznych śladów zmiany gęstości, zmętnienia lub zmiany zabarwienia zaprzestać używania wyrobu.

**Informacje do przekazania pacjentom / użytkownikom protez**

Wskazane jest moczenie naprawionej protezy w wodzie w pierwszych trzech dniach stosowania w chłwałk wolnych od użytkowania w celu redukcji monomeru resztkowego.  
 W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej lub podrażnienia natychmiast przerwać użytkowanie protezy i skonsultować się z lekarzem.  
 Silne czynniki utleniające zawarte w preparatach czyszczących i płynach do płukania jamy ustnej mogą zmieniać kolor materiału po polimeryzacji.  
 Do czyszczenia naprawionej materiałem protezy można używać mydło bezbarwone, różne preparaty do czyszczenia i pielęgnacji protezy dentystycznych, które nie zawierają substancji ściernych.  
 Zaleca się mycie protezy co jakiś czas w myjce wibracyjnej wypełnionej specjalnym płynem czyszczącym dla protezy.  
 Materiał nie jest odporny na długotrwałe działanie naparów alkoholowych.  
 Miejsce naprawionej protezy może zmienić kolor lub stracić swoje pierwotne właściwości fizyczne w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi lub niewłaściwej pielęgnacji.  
 Wszelkie ponowne uszkodzenia protezy w okresie stosowania zgłaszać dentystyce. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika dentystycznego.  
 W przypadku poliklemia kawałka uszkodzonej protezy natychmiast zgłosić się do lekarza. Materiał po polimeryzacji nie jest widoczny na zdjęćką RTG.  
**Działania niepożądane**  
**Technicy dentystycy**  
 Podrażnienie, zaczerwienienie lub objawy nadwrażliwości w miejscu wystąpienia szoku anafilaktycznego w przypadku alergii na którykolwiek ze składników wyrobu.  
**Pacjenci**  
 Podrażnienia, stany zapalne i reakcje uczuleniowe jamy ustnej spowodowane przez monomer resztkowy wypływający z naprawionej protezy.

**Warunki przechowywania**

Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV. Chronić przed światłem i promieniowaniem UV.  
 Składniki wyrobu przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w ciemnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 5-25°C w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.  
**Postępowanie z odpadami**  
 Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodowaniu odpadami z działalności gospodarczej.  
 Opakowanie kartonowe, etykiety, instrukcja: niestanowiące zagrożenia segregowane odpady komunalne - papier.  
 Proszek: niestanowiące zagrożenia - zmieszane odpady komunalne - plastik  
 Płyn oraz opakowanie po płynie - odpad niebezpieczny, stosować przepisy o gospodarce odpadami niebezpiecznymi (składowanie, transport i utylizacja) i przekazać do profesjonalnego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

**Sposób użycia (Instrukcje krok po kroku)**

**Czynność wstępne:**  
 Przeczytać uważnie instrukcję przed użyciem wyrobu.  
 Upewnić się, że pacjent, dla którego wykonywana jest naprawa protezy nie posiada zdiagnozowanego braku odporności na czynniki alergenne.  
 Każdorazowo przed ponownym użyciem wyrobu skontrolować, czy płyn zachowuje swoje właściwości. W przypadku wystąpienia widocznych śladów zmiany gęstości, zmętnienia lub zmiany zabarwienia zaprzestać używania wyrobu.

**Przygotowanie:**

**Czyszczenie i dezynfekcja protezy przed naprawą**  
 Usunąć ewentualne złoże kamienia nazębego i płytki bakteryjne z powierzchni używanego protezy.  
 Stosować rękawiczki i maski ochronne. Do czyszczenia protezy zaleca się stosowanie preparatu **Denture Cleaner** produkcji **Everall7**. Oczyszczony preparatem protezę umyć ciepłą wodą.  
**Użytkownicy protezy do naprawy**  
 Przy dostawianiu zębów do protezy częściowej używać klasycznych zębów akrylowych i kompozytowych. Zęby w czasie ustawiania powinny mieć zeszlifowaną część doświadczkową. Doświadczkową część zębów akrylowych bardzo dokładnie oczyścić z izolatora i zwiększyć monomerem.  
 Dokładnie przygotować naprawiane miejsce protezy metodą standardową.  
 Uszkodzone miejsce protezy oczyścić i zwiększyć monomerem.

**Przygotowanie materiału:**

Przetrasnąć pojemnikami z proszkiem oraz płynem 2 lub 3 razy, jak to jest pokazane na opakowaniu oraz etykietach wyrobów, aby ułatwić rozpraszanie proszku w monomerze. Otworzyć pojemniki z proszkiem oraz płynem jak to jest pokazane na opakowaniu oraz etykietach wyrobu.

**Obrobka końcowa naprawionej protezy:**

Stosować rękawiczki i maski ochronne. Polerowanie **Pumexem** i **Pastą polerską** firmy **Everall7**. Należy dokładnie wykonać miejsce naprawy. Pozostawione rysy są miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Nie przetrząwać materiału podczas obróbki i procesu polerowania – mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze materiału prowadzące do wzrostu obecności monomeru resztkowego w wodzie i zachowaniem parametrów podanych w tabeli 1

**Redukcja monomeru resztkowego:**

Przetraszać zalecaną proporcji mieszanie, temperatury i czasu wiązania ciasta akrylowego oraz parametrów procesu polimeryzacji.  
 W celu obniżenia zawartości monomeru resztkowego, wydłużyć czas polimeryzacji.

**Obrobka końcowa naprawionej protezy:**

Stosować rękawiczki i maski ochronne. Polerowanie **Pumexem** i **Pastą polerską** firmy **Everall7**. Należy dokładnie wykonać miejsce naprawy. Pozostawione rysy są miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Nie przetrząwać materiału podczas obróbki i procesu polerowania – mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze materiału prowadzące do wzrostu obecności monomeru resztkowego w wodzie i zachowaniem parametrów podanych w tabeli 1

**Redukcja monomeru resztkowego:**

Przetraszać zalecaną proporcji mieszanie, temperatury i czasu wiązania ciasta akrylowego oraz parametrów procesu polimeryzacji.  
 W celu obniżenia zawartości monomeru resztkowego, wydłużyć czas polimeryzacji.

**Obrobka końcowa naprawionej protezy:**

Stosować rękawiczki i maski ochronne. Polerowanie **Pumexem** i **Pastą polerską** firmy **Everall7**. Należy dokładnie wykonać miejsce naprawy. Pozostawione rysy są miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Nie przetrząwać materiału podczas obróbki i procesu polerowania – mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze materiału prowadzące do wzrostu obecności monomeru resztkowego w wodzie i zachowaniem parametrów podanych w tabeli 1

**Redukcja monomeru resztkowego:**

Przetraszać zalecaną proporcji mieszanie, temperatury i czasu wiązania ciasta akrylowego oraz parametrów procesu polimeryzacji.  
 W celu obniżenia zawartości monomeru resztkowego, wydłużyć czas polimeryzacji.

**Informacje dodatkowe**

**Zgłaszanie powypadkowych incydentów:** Wszelkie powadne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi zgodnie z lokalnymi przepisami.  
**Dane niezbędne do identyfikacji wyrobu i zawartości opakowania**  
 Numer referencyjny, nazwa wyrobu, kolor, wielkość opakowania, numer partii i data ważności - nadruk na opakowaniu wyrobu.  
 Zawartość opakowania – patrz Tabela poniżej.

**Assortment\***

**Odcienie barwno**  
**Opakowania**

Opakowania	Zestaw proszek + płyn	Proszek	Płyn
Villacryl S	100 g proszek + 50 ml płyn 100 g proszek + 2 x 50 ml płyn	1 kg	200 ml, 500 ml

\* Informacji na temat dostępności asortymentu udzieli dystrybutor.

**Parametry stosowania (1)**

Parametry stosowania	Villacryl S
1 Proporcja mieszania proszek / płyn	10 g / 5 g (5,3 ml) płynu
2 Czas polimeryzacji (23±2°C)	~18'
3 Polimeryzacja: Metoda ciśnieniowa:	minimum 20' - 50-60°C 2 atm.

**Zapobieganie problemom (2)**

Patrz: strona internetowa [www.everall7.pl](http://www.everall7.pl)  
 Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.  
 Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy Everall7 można uzyskać pod numerem tel: +48 602 701 001

Informacje powołane w jakikolwiek sposób, nawet podczas demonstracji, nie unieważniają instrukcji użytkownika. Użytkownicy są zobowiązani ograniczyć, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody w tym u osób trzecich, wynikające z nieprzestrzeżenia instrukcji lub nieergonomiczności do stosowania. Odpowiedzialność producenta jest w każdym przypadku ograniczona do potrzeb dostarczonego produktu.

**MD** Ten symbol oznacza wyrob medyczny zgodnie z definicją w Rozporządzeniu UE 2017/745.

**VILLACRYL S INSTRUKCJA PO UŻYCIU - RU**

**I. Описание продукта**

**Villacryl S:** Материал стоматологический полимерный для починки зубных протезов  
**Классификация согласно ISO 20795-1:** Тип 2, Класс 1  
**Эксплуатационные параметры:** Данные, необходимые для правильной обработки материалов, поданы в **таблице №1**.  
**Показаны к применению**  
**Villacryl S:** починка съемных полных и частичных протезов, акриловых частей бюгельных протезов и акриловых ортодонтических аппаратов  
**Клинические преимущества:**  
 Восстановление правильного функционирования ортодонтических аппаратов, поврежденных во время использования, с целью коррекции нарушения зубной дуги или предотвращения вторичного движения приращенного зубов.  
**Целевая аудитория или целевые группы пациентов и предполагаемые пользователи продукта.**  
**Показания:** Специалисты в отрасли стоматологической техники - дипломированные техники - протезисты.  
**Пациенты:** Люди разного возраста и пола, использующие зубные протезы. Пользователи акриловых брекетов, дети, подростки, взрослые.  
**Противопоказания**  
 Не использовать продукт людям с недостаточной устойчивостью к аллергическим факторам, в том числе к ингредиентам продукта.  
 В таких случаях следует использовать другой материал, подходящий пациенту.  
 Не выполнять починку, замену облицовки или другие работы непосредственно во рту пациента.  
 Не использовать продукт беременными и кормящими матерями в группе зубных техников.  
**Форма изделия**  
 Отдельно: смесь порошка в пластмассовых емкостях и жидкости во флаконах  
 Продукт доступен в виде комплекта порошок + жидкость или же отдельно, как порошок и жидкость.  
**Состав:**  
 Порошок: полиметакрилат (PMMA), пероксид бензоила (BPO), производное барбитуровой кислоты, пигменты, вискозные волокна \*  
 Жидкость: метилметакрилат (MMA), связывающий элемент, аммиачный катализатор, гидрохинон  
 \* В зависимости от цветовой гаммы состав продукта может незначительно отличаться по количеству и качеству.  
**Совместимость продукта**  
 Для использования с акриловыми вставными зубами и акриловыми протезами

**Техническая безопасность**

**Предостережения**  
**H225** Легко воспламеняемые жидкость и пар.  
**H315** Вызывает раздражение кожи.  
**H317** Может вызвать аллергическую реакцию кожи.  
**H335** Может вызвать раздражение дыхательных путей.  
 Состав продукта и пыль, образующаяся при починке протеза, могут вызвать механическое раздражение глаз.  
 Развернуть чувствительен к температуре и УФ-лучению. Возможна неконтролируемая реакция полимеризации.  
**Меры предосторожности**  
 В случае возникновения аллергической реакции немедленно прекратить работу и обратиться к дерматологу.  
 P210 Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.  
 P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/испарений/распыляемой жидкости.  
 P280 Использовать в работе защитные перчатки/защ

**Накладывание:**

Время приготовления теста, указанное в таблице № 1, соотносится к температуре окружающей среды 20-23°С. Более высокая температура сокращает, а более низкая –увеличивает время сватывания. Периодически проверяйте пригодность материала для нанесения на место ремонта, особенно если температура окружающей среды выше 20-23°С. Если тесто сохнет слишком быстро (высокая температура окружающей среды), смочите жидкостью поверхность теста, помещенного на протез.

**Полимеризация:**

Материал полимеризируется при комнатной температуре. По соображениям безопасности (меньшее остаточное содержание мономера, лучшие механические параметры) рекомендуется проводить полимеризацию под давлением в ремонтной камере или полимеризацию под давлением в условиях, приведенных в таблице № 1.

Не применять такие методы полимеризации как световотверждение, микроволны или инъекции.

Полимеризация при комнатной температуре: ремонтный протез оставить при комнатной температуре и дождаться полного застывания материала в месте ремонта.

Полимеризация на водной основе: необходимо использовать оборудование, работающее под давлением, с минимальным рабочим давлением 2 бар.
Материал должен быть полимеризован в воде с параметрами, указанными в таблице № 1.

**Редукция остаточного мономера:**

Соблюдайте рекомендуемые пропорции замеса, температуру и время сватывания акрилового теста, а также параметры процесса полимеризации.

Для снижения остаточного содержания мономера следует увеличить время полимеризации.

**Конечная обработка ортомонтированного протеза:**

Использовать обработку стандартным методом. Полировать **Пемзой** и **Полупоровой** фьюри **Everall**. Следует тщательно отполировать место починки. Остаточные царапины –это мест скопления загрязнений. Не перегревайте материал во время обработки и полировки – могут возникнуть нежелательные изменения структуры материала, что приведет к увеличению присутствия остаточного мономера в ортомонтированном протезе.

**Упаковка и транспортировка ортомонтированного протеза в стоматологический кабинет:** ортомонтированный протез следует защитить от механических повреждений и высокой температур, и передать стоматологу.

**Гигиена, стерилизация, дезинфекция**

**Царапины**

Лазерное предназначено для многократного использования. Оно не доставляет стерильным и не требует стерилизации либо дезинфекции перед использованием. Чтобы защитить продукт от загрязнения, применяйте Правила хороших практик в технических и зуботехнических лабораториях.

**Протез после производного ремонта.**

Поскольку существует риск передачи инфекции, ортомонтированный протез следует промыть и продезинфицировать перед тем, как снова поместить его в рот пациента.

Для дезинфекции зубных протезов, ортомонтированных с использованием материала, рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, предназначенные их производственным или изопропиловым зубных протезов, следуя процедурам, рекомендованным производителем.

Также можно использовать средства на основе не менее 65% этанола или пропилового спирта. Протез следует обработать дезинфицирующим раствором, а затем осторожно протереть насухо бумажной салфеткой. Также можно использовать готовые одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором.
Дополнительно протез следует промыть теплой мыльной водой.

Сообщить об этом стоматологу.

**Номер партии и срок годности**— см. на этикетке и упаковке продукта.

Срок годности соответствует правилу хранения неогнутой упаковки. Не используйте продукт после истечения срока годности.

**Дополнительные информации:**

**Сообщение о серьезных инцидентах:** любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, следует сообщать производителю и компетентным органам в соответствии с местными правилами.

**Данные, необходимые для идентификации продукта и содержимого упаковки**

Номер, название продукта, цвет, размер упаковки, номер партии и срок годности - начпечато на упаковке продукта.

Содержимое упаковки – см.таблица ниже.

**Ассортимент\***

**Цветовые оттенки**

Упаковки	Набор порошок +жидкость	Порошок	Жидкость
<b>Villacryl S</b>	100 гр порошок +50 мл жидкость 100 гр порошок + 2 x50мл жидкость	1 кг	200 мл, 500 мл

\* Информация о наличии ассортимента предоставляется дистрибьютором.

**Параметры использования (1)**

Параметры использования	Villacryl S
1 Пропорция смешивания порошок/жидкость	10 гр/5 гр (5,3 мл) жидкости
2 Время полимеризации (23±2°С)	~ 18'
3 Полимеризация: Метод давления:	минимум 20’ - 50-60°С 2 атм.

**Профилактика проблем (2)**

См. Веб-сайт **www.everall.pl**

Любые комментарии к нашей продукции просим присылать на наш адрес.

Информации, предоставленные любым другим способом, даже во время демонстрации, не отменяет инструкции по применению. Пользователи несут ответственность за проверку пригодности продукта для предполагаемого использования. Производители не несут ответственность за ущерб, в том числе причиненный третьим лицам, возмущий в результате несоблюдения инструкций или неправильности при использовании. Ответственность производителя в любом случае ограничивается стоимостью поставленной продукции.

Ne laissez pas la prothèse au soleil et à proximité de sources de chaleur et de flammes nues.

La prothèse ne résiste pas aux effets à long terme des boissons alcoolisées.

La prothèse peut changer de couleur ou perdre ses propriétés physiques d'origine en cas de contact avec des produits chimiques ou d'utilisation inappropriée.

Au cours de l'utilisation, périodiquement le patient doit faire inspecter la prothèse avec son dentiste.

Signalez tout dommage à la prothèse à votre dentiste. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un prothésiste dentaire.

Si un morceau de la prothèse endommagé est avalé, consultez immédiatement un médecin. Le matériau après polymérisation n'est pas visible sur les cliché radio.

**Effets secondaires :**

**Pour les technicians dentaires**

Irritation, le rougissement ou les symptômes d'hypersensibilité, y compris de choc anaphylactique en cas d'allergie à l'un des ingrédients des produits.

**Pour les patients**

Irritation, l'inflammation de la peau et des réactions allergiques orales causées par des monomères résiduels rincé du matériau.

**Conditions de stockage**

Le liquide est sensible à la température et aux rayons UV.

Conserver les composants du produit dans l'emballage d'origine, dans une pièce sombre et bien ventilée, à une température de 5-25°С, dans un endroit inaccessible aux tirs.

**Traitement des déchets**

Éliminer conformément aux réglementations applicables en matière de déchets.

Les emballages en carton, les étiquettes, les instructions – recyclable, éliminé comme un déchet municipal non dangereux.

Poudre: non dangereux - déchets courants mélangés.

Emballage en poudre: déchets courants très non dangereux – plastique.

Emballages liquides et liquides - déchets dangereux, se conformer à la réglementation sur la gestion des déchets dangereux (stockage, transport et élimination) et remettre à un destinataire professionnel des déchets dangereux.

**Mode d'emploi (Instruction étape par étape)**

**Pour commencer**

Lisez attentivement l'instructions avant d'utiliser le produit.

Il faut s'assurer que le patient pour lequel une prothèse est réalisée n'a pas de diagnostic d'absence de résistance aux facteurs allergènes.

À chaque fois avant de nouvelle utilisation du produit, vérifiez si le liquide conserve ses propriétés.

S'il y a des signes visibles de changement de densité, de turbidité ou de décoloration, remplacez le liquide par un neuf.

**Préparation :**

**Nettoyage et désinfection de la prothèse avant réparation**

Netiez tous les dépôts de tartre et de plaque bactérienne de la surface de la prothèse réparée.

Utilisez des gants et des masques de protection. Il est recommandé d'utiliser Denture Cleaner d'Everall® pour nettoyer la prothèse. Laver la prothèse nettoyée à l'eau tiède.

**Préparation de la prothèse pour la réparation**

Lorsque vous ajoutez des dents à une prothèse partielle, utilisez des dents classiques en acrylique et en composite. Les dents doivent avoir une partie muqueuse broyée lors de la mise en place. La partie muqueuse des dents en acrylique doit être soigneusement nettoyée de l'isolant et humidifiée avec le monomère.

Préparez soigneusement le site de la prothèse réparée en utilisant la méthode standard.

Les endroits endommagés de la prothèse dentaire doivent être nettoyés et humidifiés avec un monomère.

**Préparation du matériel**

Secouer le contenant de poudre et de liquide 2 ou 3 fois comme indiqué sur l'emballage et les étiquettes du produit pour aider à disperser la poudre dans le monomère. Ouvrir le contenant de poudre et de liquide comme indiqué sur l'emballage et les étiquettes du produit.

**Doser et mélanger les ingrédients**

**Proportion de mélange recommandée :** (Tableau 1) Structure toujours le rapport de mélange spécifié des composants. Le non-respect des instructions peut entraîner la formation d'une structure poreuse, une réduction des propriétés mécaniques et une augmentation de la teneur résiduelle en monomère dans la prothèse achevée.

**Mélanger les ingrédients**

Versez la quantité appropriée de liquide dans un récipient résistant aux produits chimiques et mesurez soigneusement la quantité de poudre utilisée. La poudre et le liquide doivent être mélangés soigneusement à l'aide d'un tournevis, ensuite le mélange doit reposer dans un récipient fermé pendant 1-2 minutes à la température de 20-23 °С.

**Application**

Les temps de préparation de la pâte dans le tableau 1 se réfèrent à une température ambiante de 20-23°С. Une température plus élevée diminue le temps de préparation et une température plus basse l'augmente. Vérifiez périodiquement l'adéquation du matériau à appliquer sur le site de réparation, en particulier lorsque la température ambiante est supérieure à 20-23°С. En cas de séchage rapide de la pâte (température ambiante élevée) humidifier avec un monomère à la surface de la pâte, placée sur la prothèse.

**Polymérisation**

Matière durcissante à température ambiante.

Pour des raisons de sécurité (tenir en monomère résiduel plus faible, meilleurs paramètres mécaniques) la polymérisation sous pression dans un mouff de réparation ou un polymériseur sous pression est recommandée dans les conditions indiquées dans le tableau 1. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des techniques telles que la photopolymérisation, le mi-cro-ondes ou le durcissement par injection.

**Polymérisation à température ambiante :** laisser la prothèse réparée à température ambiante et attendre que le matériau durcisse complètement sur le site de réparation.

**Polymérisation en milieu aqueux :** Il est nécessaire d'utiliser un équipement sous pression avec une pression de service d'au moins 2 bars. Le matériau doit être polymérisé dans l'eau avec les paramètres indiqués dans le tableau 1.

**Réduction des monomères résiduels**

Observez les proportions de mélange, la température et le temps de prise de la pâte acrylique ainsi que les paramètres du processus de polymérisation pour le matériau donné. Pour réduire la teneur en monomère résiduel, prolonger le temps de polymérisation.

**Traitement de la prothèse réparée**

Appliquez un traitement avec la méthode standard. Poli: avec une pierre ponce **Pumeks** et de la pâte à poli **Pasta polerska Everall**. Bien poli la zone de réparation. Les rayures laissées sont des endroits où la saleté s'accumule. Ne pas surchauffer le matériau pendant le traitement et le polissage - des modifications permanentes de la prothèse peuvent se produire, entraînant une augmentation de la teneur en monomère résiduel dans la prothèse finie.

**Conditionnement et transport de la prothèse réparée au cabinet dentaire :** La prothèse réparée doit être protégée contre les dommages mécaniques et les températures élevées et remise au dentiste.

**Hygiène, stérilisation, désinfection**

**Produit**

Le produit est réutilisable. Il n'est pas fourni stérile et il n'est pas non plus nécessaire de le stériliser ou de le désinfecter avant utilisation. Pour protéger le produit contre la pollution, appliquer les principes de bonnes pratiques de laboratoire dans les laboratoires techniques de dentaires.

**La prothèse après la réparation**

Comme il existe un risque de transmission d'infection, la prothèse réparée doit être nettoyée et désinfectée avant d'être replacé dans la bouche du patient.

Pour la désinfection des prothèses réparées avec du matériel il est recommandé d'utiliser des désinfectants destinés par leurs fabricants à la désinfection des prothèses dentaires, en respectant les procédures recommandées par le fabricant.

Des agents à base d'alcool éthylique ou isopropylque à au moins 65% peuvent également être utilisés. La prothèse doit être polie avec un désinfectant, puis il faut l'essuyer délicatement avec un mouchoir en papier.

Vous pouvez également utiliser des lingettes jetables imbibées d'une solution désinfectante.

La prothèse doit également être lavée à l'eau tiède savonneuse. Fournir des informations appropriées au dentiste.

**Numéro de lot et date de péremption :** Voir les mentions légales sur les étiquettes et les emballages des produits. La date d'expiration fait référence à l'emballage non ouvert stocké correctement. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

**Information supplémentaire**

**Signalement des incidents graves :** Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente conformément aux réglementations locales.

**Données nécessaires à l'identification du produit et du contenu de l'emballage**

Numéro de référence, nom du produit, couleur, taille de l'emballage, numéro de lot et date de péremption : imprimés sur l'emballage du produit.

Contenu de l'emballage : voir Tableau d-dessus.

**Assortiment\***

	Kit <span> </span> : poudre + liquide	Poudre	Liquide
<b>Villacryl S</b>	100 g poudre + 50 ml liquide;	1 kg	200 ml, 500 ml

\* Les informations sur la disponibilité de l'assortiment sont fournies par le distributeur.

**Paramètres d'application (1)**

Paramètres d'application	Villacryl S
1 Proportion de mélange poudre /liquide	10 g / 5 g (5,3 ml)
2 Temps de polymérisation (23±2°С)	~ 18'
3 Polymérisation Méthode de pression	minimum 20’ - 50-60°С 2 atm.

**Résolution des problèmes (2)**

Voit le site **www.everall.pl** Veuillez envoyer vos commentaires concernant nos produits à notre adresse. Les informations plus détaillées sur les produits Everall® vous pouvez obtenir en appelant le numéro : +48 602 701 001. Les informations fournies de quelque manière que ce soit, même lors d'une démonstration, n'invalident pas la notice d'utilisation du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages, y compris les dommages à des tiers, qui résultent du non-respect des instructions ou de l'inadéquation à l'utilisation.

**MD** Ce symbole indique un dispositif médical au sens du règlement UE 2017/745.

VILLACRYL S	INSTRUCCIONES DE USO – ES
<b>I. Descripción del producto</b>	
<b>Villacryl S:</b> Material acrílico autopolimerizable para la reparación de prótesis dentales.	
<b>Clasificación según ISO 20795-1:</b> Tipo 2, Clase 1	
<b>Parámetros de acción:</b> La Tabla 1 presenta los datos necesarios para el procesamiento adecuado de los materiales.	
<b>Indicaciones de uso</b>	
<b>Villacryl S:</b> reparación de prótesis totales y parciales removibles, piezas acrílicas de prótesis esqueléticas y aparatos de ortodoncia acrílicos.	
<b>Beneficios clínicos:</b> Restablecimiento de las funciones de morderuda y masticación de las prótesis dentales deterioradas por el uso Restablecimiento del funcionamiento adecuado de los aparatos de ortodoncia deteriorados por el uso para corregir la dentadura o prevenir el desplazamiento secundario de los dientes corregidos.	
<b>Grupo objetivo o grupos objetivos de pacientes y usuarios de los productos</b>	
<b>Usuarios:</b> Profesionales del sector de la técnica dental: técnicos dentales diplomados que realizan prótesis dentales.	
<b>Pacientes:</b> Personas de edad y sexo variados, usuarios de prótesis dentales. Usuarios de aparatos de ortodoncia acrílicos, niños, jóvenes, adultos.	
<b>Contraindicaciones</b>	
No usar el producto en personas con alergias diagnosticadas, incluidas a los ingredientes del producto. En estos casos, se debe emplear otro material adecuado para el paciente.	
No realizar reparaciones, rebases u otros trabajos directamente en la cavidad bucal del paciente.	
Las mujeres embarazadas o lactantes profesionales en técnica dental no deben usar el producto.	

**Forma del producto**

Por separado: mezcla de polvo en envases de plástico y líquido en botellas.

El producto está disponible en un kit de polvo + líquido o como polvo y líquido por separado.

**Composición**

Polvo: metacrilato de metilo (PMMA), peróxido de benzolo (BPO), derivado del ácido barbitúrico, pigmentos, fibras de viscosa\*

Líquido: metacrilato de metilo (MMA), agente reticulante, catalizador de amina, hidroquinona

\*Los atributos cualitativos y cuantitativos del producto pueden variar ligeramente en función de su color.

**Compatibilidad del producto**

Para usar con dientes artificiales y prótesis dentales de acrílico

**Indicaciones de seguridad**

**Advertencias**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Los ingredientes del producto y el polvo que se forma durante la reparación de las prótesis pueden causar irritación mecánica de los ojos.

Líquido sensible a la temperatura y los rayos UV. Puede producirse una reacción de polimerización descontrolada.

**Precautiones**

En caso de cualquier reacción alérgica, deje de trabajar de inmediato y consulte con un dermatólogo.

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas abiertas/de superficies calientes. - No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/protector ocular/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P501 Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida autorizado.

Se recomienda el uso de guantes de poliétileno HDPE para proteger las manos, una mascarilla facial con filtro adecuada para líquidos para proteger las vías respiratorias, gafas de protección y ropa de trabajo.

Se recomienda la ventilación forzada de los espacios e instalar extractores con una mascarilla.

Lavar los ojos con agua en caso de contactar con un ingrediente del producto o polvo. En caso de irritaciones, se recomienda contactar con un médico.

No comer ni beber durante el trabajo con el material. En caso de ingerir un ingrediente del producto por accidente, consultar inmediatamente con un médico.

No demorar el líquido por el desagüe.

Antes de volver a utilizar el producto, controlar que el líquido mantenga sus propiedades. En caso de observar indicios claros de un cambio de densidad, opacidad o color, deje de usar el producto.

**Información para transmitir a los pacientes/usuarios de las prótesis:**

Se recomienda sumergir la prótesis reparada en agua los tres primeros días cuando no se esté usando para reducir el monómero residual.

En caso de presentar síntomas de reacción alérgica o irritación, interrumpir de inmediato el uso de la prótesis y consultar con un médico.

Los fuertes agentes oxidantes incluidos en los productos de limpieza y los enjuagues bucales pueden modificar el color del material después de la polimerización.

Para la limpieza del material reparado de la prótesis, se puede usar un jabón inoloro, así como distintos productos para la limpieza y la higiene de prótesis dentales sin sustancias abrasivas.

Se recomienda lavar la prótesis cada cierto tiempo en un limpiador ultrasónico lleno de líquido de limpieza especial para prótesis.

El material no es resistente a la exposición prolongada a bebidas alcohólicas.

La parte reparada de la prótesis puede cambiar de color o perder sus propiedades físicas primarias al contactar con sustancias químicas o a causa de un uso inadecuado.

Notificar al dentista cualquier nuevo deterioro de la prótesis durante su uso. Solo un técnico dental puede encargarse de la reparación. En caso de ingerir un trozo de prótesis, consultar con el médico de inmediato. El material polimerizado no es visible en las radiografías.

**Efectos adversos**

**Lesiones dentales**

Irritación, enrojecimiento o síntomas de hipersensibilidad, incluido choque anafiláctico, en caso de alergia a cualquiera de los ingredientes del producto.

**Pacientes**

Irritación, inflamaciones y reacciones alérgicas bucales causadas por el monómero residual de la prótesis reparada.

**Condiciones de almacenamiento**

Líquido sensible a la temperatura y los rayos UV. Proteger de la luz y los rayos UV.

Almacenar los ingredientes del producto en sus envases originales y cerrados herméticamente, en un lugar oscuro y bien ventilado, a 5-25 °C de temperatura en un lugar inaccesible a terceras personas.

**Eliminación de desechos**

Desear de acuerdo con las normativas vigentes sobre la gestión de residuos procedentes de actividades profesionales.

Evase de cartón, etiquetas, instrucciones: residuos municipales reciclables no peligrosos (papel).

Polvo: residuos municipales mixtos no peligrosos.

Envase del polvo: residuos municipales reciclables no peligrosos (plástico).

Líquido y envase del líquido: residuo peligroso, cumplir la normativa sobre la gestión de residuos peligrosos (almacenamiento, transporte y eliminación) y entregar a una empresa profesional de recogida de residuos peligrosos.

**Modo de empleo (instrucciones paso a paso)**

**Acciones preliminares:**

Leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto.

Asegúrese de que el paciente que va a utilizar la prótesis reparada no tenga ninguna alergia diagnosticada.

Antes de volver a utilizar el producto, controlar que el líquido mantenga sus propiedades. En caso de observar indicios claros de un cambio de densidad, opacidad o color, deje de usar el producto.

**Preparación:**

**Limpieza y desinfección de la prótesis antes de la reparación**

Eliminar los posibles sedimentos de barro y placa bacteriana de la superficie de la prótesis reparada. Usar guantes y mascarillas de protección. Para limpiar la prótesis, se recomienda usar Denture Cleaner de Everall®. Una vez se haya limpiado con este producto, lavar la prótesis con agua caliente.

**Preparación de la prótesis para la reparación**

Al agregar los dientes a la prótesis parcial, usar dientes de composite o acrílico clásicos. Durante el ajuste, la parte del diente que contacte con la mucosa debe lijarse. Limpiar el aislante e hidratar con monómero la parte de los dientes acrílicos en contacto con la mucosa.

Preparar bien el lugar de reparación de la prótesis mediante método estándar.