

EA everall7



VILLACRYL ACRYLIC STAINS

Material acrílico para caracterización de prótesis



Las resinas acrílicas para la caracterización de prótesis son materiales especiales utilizados en la prótesis dental, que sirven para dar a las prótesis un aspecto más natural. Gracias a ellas es posible reproducir las características individuales de los tejidos de la cavidad oral, como el color de las encías o las decoloraciones.

Son importantes porque mejoran la estética de las restauraciones protésicas, lo que influye en el bienestar psicológico y la confianza del paciente. Se utilizan principalmente durante la caracterización de prótesis acrílicas, así como en sus reparaciones y correcciones. Gracias a los colorantes, las prótesis se vuelven menos visibles y se adaptan mejor al aspecto natural de la cavidad oral.



VILLACRYL ACRYLIC STAINS



Villacryl Acrylic Stains es un material acrílico en forma de una gama de polvos de distintos colores, destinado a la caracterización individual de prótesis dentales. El material está dirigido a técnicos dentales que realizan prótesis acrílicas para pacientes con requisitos estéticos especiales. Gracias a Villacryl Acrylic Stains es posible conferir una coloración individual a la parte mucosa de la base de la prótesis, así como a la superficie de los dientes acrílicos, entre otros en prótesis esqueléticas y prótesis completas.

El producto también puede utilizarse en otras restauraciones protésicas basadas en materiales acrílicos, allí donde se requiera una caracterización precisa e individual del trabajo. El uso de colores con baja translucidez permite enmascarar eficazmente las estructuras metálicas internas de la prótesis, mejorando la estética de la restauración final y logrando un efecto más natural.

CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad de la resina acrílica Villacryl Acrylic Stains con el material acrílico utilizado para la base de la prótesis
- La variedad de tonos permite reproducir decoloraciones y la diversidad cromática de la encía, desde tonos oscuros hasta claros, creando un efecto de profundidad óptica
- Enmascaramiento de los elementos estructurales: ocultación más eficaz de las partes metálicas de la prótesis o de las transparencias

VENTAJAS

- Buena adhesión al acrílico
- La variedad de tonos de Villacryl Acrylic Stains permite lograr un aspecto natural de la prótesis
- La posibilidad de mezclar libremente los colores ofrece posibilidades ilimitadas de ajuste
- Posibilidad de utilizar los polvos tanto en la técnica de aplicación en caliente (con monómero Villacryl H, Villacryl H Rapid) como en la técnica de polimerización en frío (monómero Villacryl S, Villacryl SP)
- Facilidad de aplicación y procesamiento

Colores:

Básicos:

- Rosa claro
- Rosa oscuro
- Rosa veteado

Colorantes:

- Blanco
- Incoloro veteado
- Rosa
- Amarillo
- Marrón
- Azul
- Rojo
- Rojo oscuro

Envases disponibles:

VS340Z02

Villacryl Acrylic Stains 3 x 75 g + 8 x 10 g

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
T +48 22 858 82 72

