

EA everall7



VILLACRYL ACRYLIC STAINS

Matériau acrylique pour la caractérisation des prothèses



Les résines acryliques utilisées pour la caractérisation des prothèses sont des matériaux spécifiques employés en prothèse dentaire afin de conférer aux prothèses un aspect plus naturel. Grâce à elles, il est possible de reproduire les caractéristiques individuelles des tissus de la cavité buccale, telles que la couleur des gencives ou les différentes pigmentations.

Elles sont essentielles, car elles améliorent l'esthétique des restaurations prothétiques, ce qui a un impact positif sur le confort psychologique et la confiance en soi du patient. Elles sont principalement utilisées lors de la caractérisation des prothèses acryliques, ainsi que lors de leur réparation et de leur ajustement. Grâce aux agents colorants, les prothèses deviennent moins visibles et mieux adaptées à l'aspect naturel de la cavité buccale.



VILLACRYL ACRYLIC STAINS



Villacryl Acrylic Stains est un matériau acrylique se présentant sous forme d'une gamme de poudres multicolores, destiné à la caractérisation individuelle des prothèses dentaires. Ce matériau est conçu pour les prothésistes dentaires réalisant des prothèses acryliques pour des patients présentant des exigences esthétiques particulières.

Grâce à Villacryl Acrylic Stains, il est possible d'obtenir une coloration personnalisée des zones en contact avec la muqueuse de la base prothétique, ainsi que de la surface des dents en acrylique, notamment dans les prothèses partielles à armature métallique et les prothèses complètes. Le produit peut également être utilisé dans d'autres restaurations prothétiques à base de matériaux acryliques, partout où une caractérisation précise et individualisée est requise. L'utilisation de teintes à faible translucidité permet de masquer efficacement les structures métalliques internes de la prothèse, améliorant ainsi l'esthétique de la restauration finale et offrant un résultat plus naturel.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité de la résine acrylique Villacryl Acrylic Stains avec les matériaux acryliques utilisés pour la base prothétique
- Large gamme de teintes permettant de reproduire les pigmentations et les variations de couleur des gencives, des tons foncés aux tons clairs, tout en créant un effet de profondeur optique
- Masquage des éléments de structure – dissimulation efficace des composants métalliques de la prothèse ainsi que des zones de transparence

AVANTAGES

- Bonne adhésion à l'acrylique
- La diversité des teintes de Villacryl Acrylic Stains permet d'obtenir un aspect naturel de la prothèse
- Possibilité de mélanger librement les couleurs offrant des options de personnalisation illimitées
- Les poudres peuvent être utilisées aussi bien en technique de polymérisation à chaud (avec les monomères Villacryl H, Villacryl H Rapid) qu'en technique de polymérisation à froid (monomères Villacryl S, Villacryl SP)
- Facilité d'application et de mise en œuvre

Couleurs :

De base :

- Rose clair
- Rose foncé
- Rose veiné

Teintes (colorants) :

- Blanc
- Incolore veiné
- Rose
- Jaune
- Marron
- Bleu
- Rouge
- Rouge foncé

Conditionnement disponible :

VS340Z02

Villacryl Acrylic Stains 3 x 75 g + 8 x 10 g

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
T +48 22 858 82 72

