

EA everall7



VILLACRYL ACRYLIC STAINS

Tworzywo akrylowe do charakteryzacji protez



Żywice akrylowe do charakteryzacji protez to specjalne materiały stosowane w protetyce stomatologicznej, które służą do nadawania protezom bardziej naturalnego wyglądu. Dzięki nim możliwe jest odwzorowanie indywidualnych cech tkanek jamy ustnej, takich jak kolor dziąseł czy przebarwienia.

Są ważne, ponieważ poprawiają estetykę uzupełnień protetycznych, co wpływa na komfort psychiczny i pewność siebie pacjenta. Wykorzystuje się je głównie podczas charakteryzacji protez akrylowych oraz przy ich naprawach i korektach. Dzięki podbarwiaczom protezy stają się mniej widoczne i lepiej dopasowane do naturalnego wyglądu jamy ustnej.



VILLACRYL ACRYLIC STAINS



Villacryl Acrylic Stains to akrylowe tworzywo w postaci gamy różnobarwnych proszków, przeznaczone do indywidualnej charakteryzacji protez dentystycznych. Materiał dedykowany jest technikom dentystycznym wykonującym akrylowe protezy dla pacjentów o szczególnych wymaganiach estetycznych. Dzięki Villacryl Acrylic Stains możliwe jest nadanie indywidualnego zabarwienia części słuzówkowej płyty protezy oraz powierzchni zębów akrylowych, m.in. w protezach szkieletowych, całkowitych i częściowych.

Produkt może być również stosowany w innych uzupełnieniach protetycznych bazujących na tworzywach akrylowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna i indywidualna charakteryzacja pracy. Zastosowanie kolorów o niskiej przezierności umożliwia skuteczne maskowanie wewnętrznych struktur metalowych protezy, poprawiając estetykę gotowego uzupełnienia i uzyskanie bardziej naturalnego efektu.

CHARAKTERYSTYKA

- Kompatybilność żywicy akrylowej Villacryl Acrylic Stains z materiałem akrylowym użytym na płytę protezy
- Różnorodność odcieni umożliwia odwzorowanie przebarwień i zróżnicowania kolorystycznego dziąsła od odcieni ciemnych do jasnych powodując efekt głębi optycznej
- Maskowanie elementów konstrukcyjnych - skuteczniejsze ukrycie metalowych części protezy lub prześwitów

ZALETY

- Różnorodność odcieni Villacryl Acrylic Stains pozwala osiągnąć naturalny wygląd protezy
- Możliwość dowolnego mieszania barw oferuje nieograniczone możliwości tworzenia charakteryzacji
- Możliwość użycia proszków zarówno w technice aplikacji na gorąco (z monomerem Villacryl H, Villacryl H Rapid) oraz w technice chłodnej polimeryzacji (monomer Villacryl S, Villacryl SP)
- Łatwość aplikacji i obróbki

Kolory:

Podstawowe:

- Jasny róż
- Ciemny róż
- Różowy żółkowany

Podbarwiacze:

- Biały
- Bezbarwny żółkowany
- Różowy
- Żółty
- Brązowy
- Niebieski
- Czerwony
- Ciemnoczerwony

Dostępne opakowania:

VS340Z02

Villacryl Acrylic Stains 3 x 75 g + 8 x 10 g

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
T +48 22 858 82 72

