

EA everall7



VILLACRYL ACRYLIC STAINS

Акриловый материал для характеристики протезов



Акриловые смолы для характеристики протезов - это специальные материалы, применяемые в стоматологическом протезировании, которые используются для придания протезам более естественного внешнего вида. Благодаря им возможно воспроизведение индивидуальных особенностей тканей полости рта, таких как цвет десен или их пигментации.

Они важны, поскольку улучшают эстетику протезных конструкций, что влияет на психологический комфорт и уверенность пациента. Применяются главным образом при характеристике акриловых протезов, а также при их ремонте и коррекции. Благодаря окрашивающим добавкам протезы становятся менее заметными и лучше соответствуют естественному виду полости рта.



VILLACRYL ACRYLIC STAINS



Villacryl Acrylic Stains - это акриловый материал в виде набора разноцветных порошков, предназначенный для индивидуальной характеристики зубных протезов. Материал разработан для зубных техников, изготавливающих акриловые протезы для пациентов с особыми эстетическими требованиями. Благодаря Villacryl Acrylic Stains возможно придание индивидуальной окраски слизистой поверхности базиса протеза, а также поверхности акриловых зубов, в том числе в бюгельных и полных протезах.

Продукт может также применяться в других ортопедических конструкциях на основе акриловых материалов — везде, где требуется точная и индивидуальная характеристика работы. Использование цветов с низкой прозрачностью позволяет эффективно маскировать внутренние металлические элементы протеза, улучшая эстетику готовой конструкции и обеспечивая более естественный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Совместимость акриловой смолы Villacryl Acrylic Stains с акриловым материалом, используемым для базиса протеза
- Разнообразие оттенков позволяет воспроизводить пигментацию и цветовые вариации десны - от тёмных до светлых тонов, создавая эффект оптической глубины
- Маскировка конструктивных элементов - более эффективное скрытие металлических частей протеза или просвечивающих участков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к акрилу
- Разнообразие оттенков Villacryl Acrylic Stains позволяет добиться естественного внешнего вида протеза
- Возможность свободного смешивания цветов обеспечивает неограниченные возможности подбора оттенков
- Возможность использования порошков как в технике горячей полимеризации (с мономерами Villacryl H, Villacryl H Rapid), так и в технике холодной полимеризации (мономеры Villacryl S, Villacryl SP)
- Простота нанесения и обработки

Цвета:

Основные:

- Светло-розовый
- Тёмно-розовый
- Розовый с прожилками

Подкрашивающие цвета:

- Белый
- Бесцветный с прожилками
- Розовый
- Жёлтый
- Коричневый
- Синий
- Красный
- Тёмно-красный

Доступные упаковки:

VS340Z02

Villacryl Acrylic Stains 3 x 75 г + 8 x 10 г

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
T +48 22 858 82 72

