

EA everall7



VILLACRYL ACRYLIC STAINS

Акриловий матеріал для характеристики протезів



Акрилові смоли для характеристики протезів — це спеціальні матеріали, що застосовуються в стоматологічному протезуванні та слугують для надання протезам більш природного вигляду. Завдяки їм можна відтворювати індивідуальні особливості тканин порожнини рота, такі як колір ясен або пігментація.

Вони є важливими, оскільки покращують естетику протезних конструкцій, що впливає на психологічний комфорт і впевненість пацієнта. Їх переважно використовують під час характеристики акрилових протезів, а також при їх ремонті та корекції. Завдяки фарбувальним добавкам протези стають менш помітними та краще відповідають природному вигляду порожнини рота.



VILLACRYL ACRYLIC STAINS



Villacryl Acrylic Stains — це акриловий матеріал у вигляді набору різнокольорових порошків, призначений для індивідуальної характеристики зубних протезів. Матеріал розроблений для зубних техніків, які виготовляють акрилові протези для пацієнтів із особливими естетичними вимогами. Завдяки Villacryl Acrylic Stains можливе надання індивідуального забарвлення частині, що прилягає до слизової оболонки базису протеза, а також поверхні акрилових зубів, зокрема у бюгельних і повних протезах.

Продукт також може застосовуватися в інших ортопедичних конструкціях на основі акрилових матеріалів — всюди, де потрібна точна та індивідуальна характеристика роботи. Використання кольорів із низькою прозорістю дозволяє ефективно маскувати внутрішні металеві структури протеза, покращуючи естетику готової конструкції та забезпечуючи більш природний вигляд.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Сумісність акрилової смоли Villacryl Acrylic Stains з акриловим матеріалом, що використовується для базису протеза
- Різноманітність відтінків дозволяє відтворювати пігментацію та кольорові варіації ясен - від темних до світлих тонів, створюючи ефект оптичної глибини
- Маскування конструктивних елементів - більш ефективне приховування металевих частин протеза або ділянок просвічування

ПЕРЕВАГИ

- Хороше з'єднання з акрилом
- Різноманітність відтінків Villacryl Acrylic Stains дозволяє досягти природного вигляду протеза
- Можливість довільного змішування кольорів забезпечує необмежені можливості підбору відтінків
- Можливість використання порошків як у техніці гарячої полімеризації (з мономерами Villacryl H, Villacryl H Rapid), так і в техніці холодної полімеризації (мономери Villacryl S, Villacryl SP)
- Легкість нанесення та обробки

Кольори:

Основні:

- Світло-рожевий
- Темно-рожевий
- Рожевий із прожилками

Підфарбовувачі:

- Білий
- Безбарвний із прожилками
- Рожевий
- Жовтий
- Коричневий
- Синій
- Червоний
- Темно-червоний

Доступні упаковки:

VS340Z02

Villacryl Acrylic Stains 3 x 75 г + 8 x 10 г

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
T +48 22 858 82 72

